


ကိုယ်တိုင် SWAB ယူရန်လမ်းညွှန်



မလုပ်ပါနှင့်၊ အကယ်၍ -



သင်လွန်ခဲ့သော ၂၄နာရီ ကနာခေါင်းဆေးယိုခဲ့ပါက



လွန်ခဲ့သော ၄၈ နာရီခွဲစိတ်ထားဖူးပါက



လွန်ခဲ့သော ၈ ပတ်ခန့်ကမျက်နှာတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖူးပါက

Swab ယူနည်း

- 1** စမ်းသပ်မှုမစမီ သင့်လက်များကို သေချောစွာ ဆေးပါ။


- 2** စမ်းသပ်မှုမစမီ swab တုတ်တံတစ်ခု ဆေးရည်ပြွန်တချောင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုလုပ်မည့် ကပ်ပြားတစ်ခုကို ထုတ်ယူပါ။ ဆေးရည်ပြွန်တချောင်း၏ အဖုံးကို ဖွင့်ပြီး ကပ်ပြားကို လည်း အထုပ်အတွင်းမှ ထုတ်ယူပါ။


- 3** အထုပ်အတွင်းမှ swab တုတ်တံကို ထုတ်ယူပါ။


- 4** တုတ်တံကို နာခေါင်းပေါက်အတွင်း သို့ ၂.၅ စင်တီမီတာ ရောက်အောင် ထိုးသွင်း၍ တုတ်တံကို ၅ ကြိမ် လှည့်ပြီး ၅ စက္ကန့်ခန့်ထားပါ။



2.5cm
- 5** ၎င်းတုတ်တံဖြင့် ပင်ကျန်နာခေါင်းပေါက်အတွင်း ထိုးသွင်းပြီး အထက်ပါအတိုင်း လုပ်ပါ။


- 6** Swab တုတ်တံကို ဓာတ်ဆေးရည်ပါသော ပြွန်အတွင်း နှစ်ကြိမ် ၁၅ စက္ကန့်ခန့် အပေါ်အောက် နှစ်ပေးပါ။


- 7** တုတ်တံပြန်မထုတ်ယူမီ ပြွန်နှင့် တုတ်တံကို ညှစ်ပါ။


- 8** တုတ်တံထိပ်ကို ပြွန်ထိပ်တွင် ပိတ်ရန် ခပ်ကြပ်ကြပ် ဖိပါ။ သင်ကလစ်ဟု အသံကြားရမည်။


- 9** သင်၏ လက်ညှိုးဖြင့် ပြွန်နံရံကို အသာခေါက်ပါ။ ဆေးရည်တွင် ပျော်စေရန် ဖြစ်သည်။


- 10** စမ်းသပ်မှုလုပ်မည့် ကပ်ပြားပေါ်ရှိ တွင်းလေးအတွင်း သို့ အရည် ၃ စက် ထည့်ပါ။


- 11** အချိန် ၁၅ မိနစ်စောင့်ပြီး မှာ ကပ်ပြားပေါ်မှ အဖြေကို စစ်ပါ။ ထိုအချိန်တွင် ကပ်ပြားကို ညီညာပြေပြစ်သောမျက်နှာပြင်ပေါ် ချထားပါ။



၁၅ မိနစ်
- 12** ကပ်ပြားပေါ်မှ အဖြေကို ဖတ်ပါ။ အကယ်၍ "C" နှင့် "T" နေရာမှ ခုလုံးတွင် လိုင်းတစ်ခုစီ တွေ့ပါက သင့်တွင် COVID-19 ရောဂါရှိကြောင်း ပြသည်။ သေချာအောင် ဆက်လက်စစ်ဆေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ဆေးကုသမှုချက်ချင်း ခံယူပါ။

"C" နေရာတွင် သာ လိုင်းရှိပါက အဖြေမှာ ရောဂါမရှိဖြစ်သည်။

အကယ်၍ "T" နေရာတွင် သာ လိုင်းတစ်ခုစီ တွေ့ပါက စမ်းသပ်မှုအဖြေမမှန်ပါ။ စမ်းသပ်မှုကို အထုပ်အသစ်ဖြင့် တဖန် ပြန်လုပ်ပါ။
- 13** Swab တုတ်တံများ၊ ဆေးရည်ပြွန်ချောင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုလုပ်သည့် ကပ်ပြားတို့ကို အကာဖိတ်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ကင်းအိတ်ထဲ ထည့်ပါ။


- 14** စမ်းသပ်မှုပြီးလျှင် သင့်လက်များကို သေချောစွာ ဆေးပါ။



